

CAT#: 220170-20

常温运输和保存, PMSF 需要-20℃保存

BINGENE

MBP 麦芽糖结合蛋白纯化试剂盒

使用手册 V1.0

产品及特点	MBP（麦芽糖结合蛋白，Maltose Binding Protein）标签蛋白大小为 40 kDa，由大肠杆菌 K12 的 malE 基因编码。MBP 可增加在细菌中过量表达的融合蛋白的溶解性，尤其是真核蛋白。如果蛋白在细菌中表达，MBP 可以融合在蛋白的 N 端或 C 端。MBP 融合蛋白可通过交联淀粉亲和层析一步纯化，结合的融合蛋白可用 10 mM 麦芽糖在生理缓冲液中进行洗脱。如果要去除 MBP 融合部分，可用位点特异性蛋白酶切除。可用 MBP 抗体或表达的目的蛋白特异性抗体检测 MBP 标签标记的重组蛋白。由于 MBP 融合蛋白原核表达载体具有表达效率高，易于纯化等优点。在现代分子克隆中 MBP 常作为融合蛋白被广泛应用。本产品就是专门用于分离纯化 MBP 融合蛋白的试剂盒，它具有下列特点： 1. 一站式套装，含所需的直链淀粉和琼脂糖介质、溶液和层析柱，操作非常方便。 2. 提供 2 mL 直链淀粉-琼脂糖介质，其最大载量为 10 mg MBP 蛋白/mL 介质。 3. 采用麦芽糖温和洗脱，无去污剂和变性剂对蛋白活性的影响。 4. 本试剂盒足够 20 次制备，但介质可以反复使用更多次（需要复活）。 5. 本产品只能用于科研。			
规格及成分	成份	编号	规格	包装材料
	直链淀粉-琼脂糖介质	220170A	2 mL	5mL 本色瓶
	1 M Tris-HCl (pH 7.4)	25-07640	25 mL	30mL 本色瓶
	0.1 M EDTA 溶液	131181	25 mL	30mL 本色瓶
	2 M NaCl 溶液	25-06280	50 mL	60mL 本色瓶
	蔗糖	57-50-1	20 g	30mL 本色瓶
	PMSF (10 mg/mL) (in 异丙醇)	100833	1 mL	2.0mL 白盖
	0.1 mM MgCl ₂ 溶液	220170B	50 mL	60mL 本色瓶
	0.1 M 麦芽糖溶液	220170C	25 mL	30mL 本色瓶
	层析柱 (6 mL)	110809	1 支	1 袋
	使用手册	220170sc	1 份	无
运输及保存	常温运输和保存，但介质需 4℃ 保存，PMSF 需要-20℃ 保存，有效期一年。			
自备试剂	去离子水、20%乙醇、0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜			
使用方法	1. 将直链淀粉-琼脂糖介质充分混匀后，取适量加入到预放了一片筛板的层析柱中（介质用量需要根据 MBP 蛋白产量决定，其最大载量为 10 mg MBP 蛋白/mL 介质，请根据实验需要取适量的介质加入层析柱中）。			

	1 M Tris-HCl (pH 7.4)	0.3 mL	30 mM
	0.1 M EDTA 溶液	0.01 mL	0.1 mM
	蔗糖	2 g	20% (m/V)
	自备去离子水	加水到 10 mL	-

b) 加入 25 uL PMSF (10 mg/mL), 室温搅动 15 分钟, 于 4℃ 13000-15000 g 离心 10 分钟收集细胞。

c) 旋动细胞沉淀, 加入 2 mL 冰冷的 0.1 mM MgCl₂ 溶液, 4℃搅动 10 分钟。

d) 休克细胞 4℃ 13000-15000 g 离心 10 分钟, 在上清中加入 10 mM Tris-HCl (pH 7.4) (可将 1 M Tris-HCl, pH 7.4 稀释 100 倍配制而成) 至 pH 为 7.4。

e) 上清用 0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜过滤, 滤液用 100 倍体积的 10 mM Tris-HCl (pH 7.4) (配方如上) 4℃透析。

f) 收集透析后样品, 留样做 SDS-PAGE 电泳对照, 其余样品用于纯化 MBP 融合蛋白, 直接进入第 6 步。

7. 将样品加到平衡好的直链淀粉-琼脂糖介质中 (保证目的蛋白与介质充分接触, 以提高目的蛋白的回收率), 收集流出液。

8. 用 10-15 倍柱体积的结合缓冲液 (配方见上表) 进行清洗, 去除非特异性吸附的杂蛋白, 收集洗杂液。

9. 使用 5-10 倍柱体积的现配的麦芽糖洗脱液洗脱结合的融合蛋白, 收集洗脱液 (即目的蛋白组分)。麦芽糖洗脱液的配方如下 (以 10 mL 为例):

成分	用量	在麦芽糖洗脱液中的浓度
1 M Tris-HCl (pH 7.4)	0.2 mL	20 mM
0.1 M EDTA 溶液	0.1 mL	1 mM
0.1 M 麦芽糖溶液	1 mL	10 mM
自备去离子水	8.7 mL	-

10. 将纯化得到的样品 (包括流出液、洗杂液和洗脱液) 以及原始样品使用 SDS-PAGE 检测纯化效果。

11. 填料介质清洗: 依次使用 3 倍柱体积的结合缓冲液和 5 倍柱体积的去离子水平衡介质, 最后再用 5 倍柱体积的 20%的乙醇平衡, 然后保存在等体积的 20%的乙醇中, 置于 4℃保存, 防止填料被细菌污染。本介质可重复使用。

	蛋白酶切割释放靶蛋白（可选步骤，所用试剂需自备） 12. 用适当的蛋白酶切割融合蛋白释放靶蛋白。 1) 加入自备的凝血酶、肠激酶或 Xa 因子（根据融合蛋白中的位点选择）。每毫升介质中加入 50 单位的溶于 1 mL PBS 溶液的蛋白酶。颠倒离心管数次混匀，室温下振荡 2-16 小时。 2) 4℃以 500 g 离心 5 分钟，上清小心转移到新离心管中。 3) 用传统的层析方法或 SDS-PAGE 电泳分离靶蛋白和蛋白酶。		
问题解答	问题	原因分析	推荐解决方案
	柱子反压过高	填料被堵塞	按照第 10 步进行介质清洗。
			裂解液中含有微小的固体颗粒，建议上柱前使用滤膜 (0.22 or 0.45 μm) 过滤，或者离心去除。
	目的蛋白没有吸附	目的蛋白未表达	确保目的蛋白表达
		样品或缓冲液中存在一些干扰因素如非离子去污剂	样品透析或用结合缓冲液稀释
		细胞产生大量的淀粉酶影响结合力	培养基中添加葡萄糖，抑制淀粉酶的表达
		融合蛋白使麦芽糖结合位点阻塞或扭曲，影响了目的蛋白的结合力	更换载体
		柱子结合时间太短	将样品与介质振荡孵育 4 度 2 小时或更长时间
	洗脱样品较杂	目的蛋白降解	加一些蛋白酶抑制剂，如 PMSF、EDTA 等
		平衡/洗杂不充分	增加平衡液体积，确保介质充分平衡/洗杂，如介质太脏按照第 10 步进行树脂清洗
关联产品	His-标签蛋白纯化试剂盒		