

人基因组 DNA（女性）

使用手册 V1.0

产品及特点	<p>本产品是从自愿者（女性）样品中纯化的基因组 DNA。本产品具有下列特点：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 由多个女性自愿者捐赠的样品中提取的 DNA 混合而成。2. 脉冲电泳检测 90%以上的长度大于 50kb。3. 适用于 Southern 杂交、基因组分析、PCR、文库构建等。4. 本产品有 10μg, 保存在 TE 缓冲液中 (10mM Tris-HCl pH8.0, 1mM EDTA)。5. 本产品只能用于科研，不能用于临床。			
规格及成分	本产品采用塑料袋包装			
	成 份	编 号	规 格	包装材料
	人基因组 DNA（女性），0.1μg/μL	220123a	100μL	0.5 mL 本色管
	使用手册	220123sc	1 份	无
运输及保存	低温运输、-20℃保存，有效期一年。			
自备试剂	根据后续使用决定。			
使用方法	参考 Southern 杂交、基因组分析、PCR、文库构建等相关文献。			
关联产品	人基因组 DNA（男性）			