

天  
净  
沙  
系  
列

CAT#:220127-10  
低温运输、-20℃保存

**BINGENE**

**防水解随机引物 (6 碱基、硫代法),  
0.1mM**

**使用手册 V1.0**

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: [www.bingene.com](http://www.bingene.com); 电话: 400-6005850; 电邮: [order@bingene.com](mailto:order@bingene.com)

<b>产品及特点</b>	本产品是 6 碱基长的硫代随机引物，浓度为 100 $\mu$ M。用于 phi29 DNA 聚合酶催化的 DNA 扩增反应时，效果比常规随机引物更好。本产品只能用于科研，不能用于临床。			
<b>规格及成分</b>	本产品采用塑料袋包装			
	<b>成份</b>	<b>编号</b>	<b>规格</b>	<b>包装材料</b>
	防水解随机引物，0.1mM	220127a	0.5mL	0.5 mL 本色管
	使用手册	220127sc	1 份	无
<b>运输及保存</b>	低温运输、-20 $^{\circ}$ C 保存，有效期一年。			
<b>自备试剂</b>	phi29 DNA 聚合酶扩增试剂盒			
<b>使用方法</b>	参考 phi29 DNA 聚合酶扩增试剂盒引物的用量使用。			
<b>关联产品</b>	全基因组扩增试剂盒			