

天
净
沙
系
列

CAT#220158-5
低温运输, -20℃保存

BINGENE

Lambda DNA 溶液

使用手册 V1.0

江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址: www.bingene.com; 电话: 400-6005850; 电邮: order@bingene.com

产品及特点	本产品来源于Bacteriophage λ cI ₈₅₇ Sam7，浓度为200μg/mL，溶于TE缓冲液中，链长48,502 bp。			
规格及成分		成 份	编 号	塑料袋包装
		λ DNA 溶液 (0.1 ug/uL)	90407a	50 uL
		使用手册	90407sc	1 份
运输及保存	低温运输、-20℃保存			
纯度	1. OD_{260 nm}/280 nm > 1.8。 2. 琼脂糖凝胶电泳出现清晰单一条带。 3. 1 ug 的λ DNA 在 Hind III 酶切 Buffer 中 37℃保温 16 小时后，琼脂糖凝胶电泳时出现清晰单一条带。 4. 1 g 的λ DNA 用 Hind III 酶切（37℃，2 小时）后，在琼脂糖凝胶电泳时出现 8 条清晰的 DNA 电泳带。			